

Automatikspritze

Einfach und genial zum Träufeln



Anwendungszeitpunkt

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

- Einmal eingestellt, immer gleich dosiert
- Schonend und schnell behandeln
- Wenig Wärmeverlust im Bienenstock

Anwendung

- ✓ Mit OXUVAR® und OXUVAR® 5,7%
- ✓ Ausschliesslich brutfreie Völker behandeln
- ✓ Bei einer Temperatur um die 3 °C

Dosierung

- ✓ 5 ml pro besetzte Wabengasse
- ✓ Die zubereitete Träufellösung mit OXUVAR® 5,7% direkt anschliessen



1. Einstellung

Die ml pro Wabengasse werden nur einmal eingestellt.



2. Aufsetzen oder...

... einfach die Flasche aufsetzen.



3. Fertig

Zum Träufeln bereit.